


# CE ISO medische lage-druk slangstellen

MEDISCHE PERSLUCHT, ZUURSTOF, KOOLZUUR, LACHGAS, VACUÛM EN TRANSPARANT



Alle geassembleerde VacO<sub>2</sub>med slangstellen zijn van productiedatum en lotnummer voorzien, CE gemarkeerd en voldoen aan de NEN-EN-ISO 5359:2014.

Ftalaten en latex vrij (No-DOP).

Advies: vervanging na 10 jaar. Geen tussentijdse druktesten.

**SLANGEN** zijn beschikbaar in de volgende gassoorten:

GASSOORT	KLEUR		INWENDIGE DIAMETER	ROL LENGTE
Medisch perslucht/AIR		Zwart/wit	6,3mm	100 m
Zuurstof/O <sub>2</sub>		Wit	6,3mm	91,4m
Vacuüm/VAC		Geel	6,3mm	91,4m
Koolzuur/CO <sub>2</sub>		Grijs	6,3mm	91,4m
Lachgas/N <sub>2</sub> O		Blauw	6,3mm	91,4m
Transparant	Geen	Geen	6,3mm	91,4m

Vacuüm is tevens als losse slang of als rol (76,2m) verkrijgbaar met een inwendige diameter van 8mm.

Standaard worden er niet-geleidende slangen gebruikt. Geleidende slangen op aanvraag.

Medische lage-druk slangstellen kunnen in iedere gewenste lengte besteld worden, inclusief diverse gasafnamestiften, slangaansluitingen en universele railklemmen.



Stiften met slangaansluiting voor gasafnamepunt:

DIN            AIR, CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O, O<sub>2</sub>, VAC

Medec        AIR, CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O, O<sub>2</sub>, VAC

Parkodex    AIR, CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O, O<sub>2</sub>, VAC

**DIN stiften zijn voorzien van terugslagventiel**

NIST aansluitingen  
met toegankelijke Viton® o-ring

AIR, CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O, O<sub>2</sub>, VAC



Voor meer mogelijke aansluitingen en accessoires verwijzen wij u graag door naar onze website [www.vaco2med.nl](http://www.vaco2med.nl) of neem contact op via telefoon of email.

Chemieweg 121  
1422 DX Uithoorn  
T: 0031 (0) 30 60 134 54  
[info@vaco2med.nl](mailto:info@vaco2med.nl)